

## Trenažér pánevního dna COME

### Údržba

COME je jednoduchý na údržbu. Stačí jej před i po každém použití opláchnout teplou vodou a jemným čisticím prostředkem. Před použitím trenažéru si vždy umyjte ruce. Nedávejte pomůcku jiné osobě, abyste předešli přenášení chorob. Pro maximální hygienu a zachování funkčnosti je důležité přístroj uchovávat na suchém a čistém místě.

### Materiál

Vysoce kvalitní, tělu bezpečné materiály, vhodné pro dlouhodobé používání a opakovaný kontakt s pokožkou.

- Silikon + ABS plast (tyčinka)

### Barva

- Bílá

### Rozměry

- Celková délka s tyčinkou: 14 cm
- Délka bez tyčinky: 8 cm
- Min. průměr: 3 cm
- Max. průměr: 4 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoc?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark