

Vakuová pumpa na vaginu Vibro Sucker

Údržba

Vakuová pumpa se snadno udržuje v čistotě. Stačí odpojit balónek a **vyjmout vibrační vajíčko**. Poté se dá pumpa jednoduše umýt v teplé vodě s mýdlem. [Dezinfekce pomůcek](#) vždy vyčistí pumpu od všech fujtajblů, na které obyčejná voda s mýdlem nestačí.

Design a tvar

Oválný, **vrchní část** mírně zúžená a zašpičatělá. **Tělo pumpy** je vypouklé s trubičkou na vrcholu, ke které se připojuje hadička k balónku. Na přední části vrcholu je podlouhlá prohlubeň ke vložení vibračního vajíčka. Vajíčko má poněkud protáhlý tvar.



Materiál

- tělo pumpy - pevný plast
- okraj (manžeta) - guma v tenčí vrstvě
- vajíčko - plast
- balónek s hadičkou - kombinace gumy a plastu

Barva

- tělo pumpy je průhledné bezbarvé
- okraj (manžeta) je světle oranžové nebo modré barvy
- vibrační vajíčko, ovladač i balónek jsou černé
- barvy se mohou lišit dle aktuální dodávky (výrobce občas barvy mění)

Rozměry

Velikost je střední, většina žen nemá problém s nasazením pumpy tak, aby vytvářela podtlak.

- Délka cca 14 cm
- Šířka cca 8 cm
- Šířka manžety cca 1/2 cm
- Hloubka cca 6,5 cm
- Délka vajíčka cca 5 cm
- Průměr vajíčka cca 2,5 cm

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamáce je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark