

Vakuová pumpa na vaginu Intim

Údržba

Po použití doporučujeme oddělit balónek a plastovou část vč. těsnění **důkladně umýt** mýdlem a **teplou vodou**. Je lepší, když voda nenateče přímo do balónku, protože potom hůře vysychá. **Dezinfekce pomůcek** vám ráda pomůže s údržbou, u pumpy to sice není úplně důležité, ale člověk nikdy neví, kolik bakterií tam může být schovaných.

Design a tvar

Oválný, ve vrchní části **mírně zúžený**. Dobře **ergonomicky tvarovaný**, při tetování doléhal nejlépe ze všech modelů, zákaznice jsou spokojené. **Tělo pumpy** je vypouklé s trubičkou na vrcholu, ke které se připojuje hadička k balónku.



Materiál

- tělo pumpy - pevný ABS plast
- okraj pumpy (manžeta) - pružný silikon, na povrchu zdrsňená
- balónek a hadička - guma

Barva

Mléčná poloprůhledná, balónek je černý.

Rozměry

- Délka cca 14 cm (vnitřní cca 10 cm)
- Šířka cca 10 cm (vnitřní cca 6 cm)
- Šířka okraje (manžety) cca 2 cm
- Hloubka cca 6 cm (nejhlubší část)

Prodejce:

Růžový slon s.r.o.
Výstavní 1928/9
702 00 Moravská Ostrava, ČR
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na ahoj@ruzovyslon.cz
nebo zavolejte na +420 596 810 697

Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.
U Nádraží 1204/2a
736 01 Havířov - Šumbark