

## Tlaková pomůcka G-Cat - Mystic Noir

### Údržba

Před i po každém použití pomůcku namydlete a opláchněte proudem vlažné vody. Pro hlubší dezinfekci použijte speciální sprej, který necháte působit a poté opláchnete. Vysušte a uchovávejte na suchém místě, odděleně od jiných pomůcek, aby nedocházelo k poškození materiálů.

### Nabíjení

- Magnetický USB nabíjecí kabel součástí balení

### Ovládání

- Snadné ovládání jedním tlačítkem
- Funkce cestovního uzamčení proti náhodnému zapnutí
- Podrobnosti v příloženém manuálu

### Voděodolnost

- Vodotěsný, ideální pro použití ve vodním prostředí

### Materiál

- ABS
- Lékařský silikon

### Rozměry

- Rozměry produktu: 8,20 x 7,50 x 8,20 cm
- Hmotnost produktu: 200 g
- Průměr produktu: 8,20 cm



#### Prodejce:

Růžový slon s.r.o.  
Výstavní 1928/9  
702 00 Moravská Ostrava, ČR  
IČ: 28642317, DIČ: CZ28642317

#### Chybí vám něco v návodu? Potřebujete pomoci?

Napište nám na [ahoj@ruzovyslon.cz](mailto:ahoj@ruzovyslon.cz)  
nebo zavolejte na +420 596 810 697

#### Adresa pro vrácení/reklamace je zároveň adresou naší prodejny:

Růžový slon s.r.o.  
U Nádraží 1204/2a  
736 01 Havířov - Šumbark